

CÓDIGOS:

116-xxxx e 117-xxxx


E Blunt NEEDLE® AGUJA para bloqueos selectivos paravertebrales.
Descripción

Una aguja recta o acodada con "punta BLUNT" no afilada, dotada de punto de inyección situado en el interior de la curvatura o en la proximidad de la punta.

La punta no afilada y no cortante es ideal cuando queremos atravesar estructuras sin producir daños tisulares. Ideal para todas las aplicaciones de bloqueos paravertebrales o para el test previo a la aplicación de un generador de radiofrecuencia en el síndrome de las facetas articulares.

La punta con inclinación acodada facilita el abordaje paramediano e intraforaminal.

La utilización requiere una aguja introductora como guía, presente en algunas configuraciones.

Indicaciones

Generalmente utilizado para:

Bloqueos Nerviosos Paravertebrales.

Bloqueos Nerviosos Intraforaminales.

Test de las Facetas Articulares.

Características Técnicas

Cuerpo / Body: Acero Inoxidable de grado médico.

Cono / Hub: PC (2)

Mandril / Stilet: nylon

Diámetro / Diameter: 20 G ó 22G

Longitud / Length: 8,75 cm. - 11,25 cm. - 15,2 cm. - 20,30 cm.

Punta/Tip: Recta o Acodada.

Marcas/Mark: cm x cm

Aletas/Wings: Extraible

Color/Color: Amarillo o Negro

Introduccion:

Aguja cánula: 18 G

Longitud: 6 cm

NECESARIAS INSTRUCCIONES DE USO: Si No

Clasificación Directiva CEE 93/42: clase IIb estéril

Envoltorio: SI (UNIMAT 13)

Bolsa Interna: Tyvek+PE (UNIMAT 11)



Embalaje: 10 Pz

Esterilización: E/O Validez 5 años.

Modo de conservación: lugar fresco y seco- temperatura entre 5°C y 30°C.

Producto: **EPIMED International**

1231 GREENWAY Drive Suite - TEXAS - USA


Figura / Picture A "Blunt Recta"

Figura / Picture A "Blunt Acodada"
Aprobado:
Revisión 01 /07 - Luciano Forino.